


	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	 COBIO FO UFMG
AÇÃO	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO E PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD) COM ÁLCOOL 70%	POP Nº
RESPONSÁVEL TÉCNICO	COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA	COBIO

Quem: Alunos, professores e servidores técnico-administrativos em educação da Faculdade de Odontologia.

Quando: Após uso do protetor facial (face shield) e/ou óculos de proteção (ao término de cada procedimento).

Onde: Clínicas Odontológicas e Núcleo de Cirurgia.

Condições necessárias:


- EPI (máscara ou respirador e luvas de procedimento);
- Água e sabão neutro;
- Compressa cirúrgica ou pano descartável (wiper);
- Álcool 70%.

Resultado esperado:

- Manter os equipamentos de proteção individual reutilizável (óculos de segurança e protetor facial) limpos e desinfetados, garantindo conforto e segurança para o usuário.

Descrição do trabalho:

- 1- Ao término do procedimento, retirar as luvas, o avental e a touca, permanecer com a máscara ou respirador (N95/PFF2), higienizar as mãos, retirar o protetor facial e o óculos de proteção, respectivamente, segurando pela lateral, e colocá-los, preferencialmente, em uma bandeja plástica;
- 2- Higienizar as mãos e calçar novo par de luvas de procedimento, conforme POP específico;
- 3- Dirigir-se para área de expurgo levando o protetor facial e óculos de proteção (contidos na bandeja) a serem higienizados;
- 4- Borrifar o detergente neutro na compressa ou pano descartável, passar nos óculos e no protetor facial, respectivamente, ensaboando-os;
- 5- Realizar o enxágue em água corrente;
- 6- Secar o protetor facial e os óculos de proteção, manualmente, utilizando uma nova (o) compressa ou pano descartável;
- 7- Embeber uma nova compressa ou pano descartável em álcool 70% e realizar a desinfecção do protetor facial e óculos de proteção por meio de fricção (mínima de 30 segundos);
- 8- Acondicioná-los na bandeja plástica, previamente desinfetada com álcool 70%;
- 9- Descartar as compressas ou panos, conforme recomendações da Gestão de Resíduos;
- 10- Retornar ao setor (Clínicas Odontológicas ou Núcleo de Cirurgia);

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
AÇÃO	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO E PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD) COM ÁLCOOL 70%	POP Nº
RESPONSÁVEL TÉCNICO	COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA	COBIO

- 11- Retirar as luvas e higienizar as mãos;
- 12- Acondicionar o protetor facial e óculos de proteção em local apropriado (saco ou caixa plástica limpa);
- 13- Retirar a máscara ou respirador (N95/PPF2), descartando ou armazenando, conforme POP específico;
- 14- Higienizar as mãos.
- 15-

Observação: A compatibilidade dos produtos químicos utilizados na limpeza e desinfecção pode variar de acordo com o equipamento de proteção individual utilizado. Portanto, recomenda-se observar as instruções de cada fabricante.

Data	Atividade	Nome	Cargo/função	Rubrica
27/07/2020	Elaborado por	Bárbara da Silva M. Matoso	Enfermeira	
21/09/2020	Revisado por	Ana Crisina R. Figueiredo	Enfermeira	
02/09/2020	Revisado por	Aline de Cássia B. Contarini	Técnica de Enfermagem	


Referências Bibliográficas:

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfície.** Brasília: Anvisa, 2012. Disponível em: <<https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/category/manuais>>. Acesso em: 26/07/2020.

ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA. **Recomendações AMIB/CFO para atendimento odontológico COVID- 19: Comitê de Odontologia AMIB/CFO de enfrentamento ao COVID-19.** Departamento de Odontologia AMIB – 1º Atualização 25/03/2020. Disponível em: https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/marco/26/2603Recomendacoes_AMIB-CFO_para_atendimento_odontologico_COVID19_atualizada.pdf. Acesso em: 26/07/2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota Técnica Nº 04/2020. **Orientações para Serviços de Saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo Novo Corona vírus (SARS-CoV-2).** Atualizada em 31/03/2020. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28>. Acesso em: 26/07/2020.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. **Biossegurança e desinfecção de materiais de moldagem e moldes para profissionais de prótese.** Cirurgiões-dentistas e TPD. Disponível em: <http://website.cfo.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Manual-Desinfeccao-1.pdf>. Acesso em: 26/07/2020.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
AÇÃO	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO E PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD) COM ÁLCOOL 70%	POP Nº
RESPONSÁVEL TÉCNICO	COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA	COBIO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ. **Os passos do atendimento odontológico em tempos de Covid-19.** Fortaleza. 2020. Disponível em: <https://universodaodontologia.pling.net.br/CROCE/os-passos-do-atendimento-odontologico-em-tempos-de-covid19/170707>. Acesso em: 26/07/2020.